

Электрокардиограф Fukuda Cardisuny C300

ФСЗ 2010/07093

6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация, принтер, вес 3.5 кг

FUKUDA M-E KOGYO CO LTD, Япония



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	принтер
Дисплей	ЖК сенсорный, диагональ 23 см
Размер	318×213×76 мм
Вес	3.5 кг

Описание

Электрокардиограф Fukuda Cardisuny C300 - электрокардиограф для работы в выездных и в клинических условиях, настольная модель. Может работать от сети стандартного переменного тока либо от встроенного аккумулятора. Заряда достаточно для полутора часов автономной работы.

Особенности электрокардиографа Cardisuny C300:

- 6-канальный, стационарный/портативный, 12 отведений;
- электрокардиограф полностью русифицирован;
- режим работы: автоматический / ручной;
- интерпретация электрокардиограммы по всем кардиологическим параметрам (расчет интервалов, амплитуды зубцов, и пр.);
- вывод предварительного диагноза;
- запоминание ЭКГ пациента на 10/15 секунд;
- вывод на экран 3/6/12 кривых ЭКГ, доминант, увеличенного QRS-комплекса;
- возможность остановки изображения на экране;
- вывод на экран пульса, электронных часов;
- встроенный термопринтер с разрешением 8 точек/мм, используется бумага в рулонах и Z-образная;
- питание: от сети / от аккумулятора;

- время работы 1.5 часа в режиме постоянной работы.