

Электрокардиограф Fukuda CardiMax Cardisuny C320

ФСЗ 2012/13155

6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя, интерпретация, принтер / подключение к ПК, вес 3.3 кг

FUKUDA M-E KOGYO CO LTD, Япония



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК сенсорный, диагональ 8.4 дюйма, разрешение 640×480
Размер	318×213×76 мм
Вес	3.3 кг

Описание

Электрокардиограф Fukuda Cardisuny C320 осуществляет качественный анализ ЭКГ с полной интерпретацией (на русском языке) по всем кардиологическим параметрам (расчет интервалов, амплитуды зубцов, и пр.) и выводит предварительно-поставленный диагноз.

Особенности электрокардиографа Cardisuny C320:

- режим работы: автоматический / ручной;
- интерактивный ввод пометок;
- интерпретация ЭКГ по всем основным кардиологическим параметрам, сведенная в удобную таблицу;
- запоминание ЭКГ пациента на 10 / 15 секунд;
- карты памяти хватает на 50-60 записей;
- встроенный принтер;
- предусмотрен LAN-разъем для подключения к ПК;
- полностью русифицирован;
- питание: сеть / аккумулятор.