

Электрокардиограф GE MAC 2000

РЗН 2016/4825

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 5 кг

GE Medical Systems, США



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	цветной высококонтрастный ЖК дисплей с диагональю 7 дюймов
Вес	5 кг

Описание

Электрокардиограф GE MAC 2000 - легкий в освоении и повседневном использовании 12-канальный аппарат ЭКГ, который обладает широкими функциональными возможностями и непревзойденной точностью измерения и интерпретации ЭКГ по клинически проверенному алгоритму Marquette 12SL для взрослых и детей.

Особенности электрокардиографа MAC 2000:

- 12-канальный аппарат ЭКГ;
- ЭКГ покоя;
- дополнительная опция стресс-тестирования и система вакуумной аппликации электродов позволяют проводить обследование с физической нагрузкой;
- автоматическое измерение и интерпретация ЭКГ с помощью клинически проверенного алгоритма 12SL с учетом пола и возраста;
- гендерно-специфическая интерпретация ЭКГ;
- автоматическая фильтрация помех, вызванных электросетью или сокращениями мышц;
- режим аритмии;
- вариабельность R-R;
- внутренняя память - 200 ЭКГ;
- возможность переноса информации в локальную кардиологическую систему MUSE;

- подключение к ПК с сохранением полученных данных в общей папке;
- интерфейсы передачи данных: Wi-Fi / LAN;
- экспорт ЭКГ в форматах PDF / Excel;
- дополнительно может комплектоваться мобильной тележкой и вакуумной системой аппликации электродов.