

Электрокардиограф GE MAC 5500 HD

РЗН 2016/4122

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / фильтр
ЭКГ-сигнала, принтер, вес 6.8 кг

GE Medical Systems, США



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер
Дисплей	цветной ЖК дисплей 26.5 см
Размер	94×380×350 мм
Вес	6.8 кг

Описание

Электрокардиограф GE MAC 5500 HD

Особенности электрокардиографа MAC 5500 HD:

- микропроцессорный 12/15-канальный кардиограф формата ноутбук;
- анализ и интерпретация ЭКГ по 12 или 15 отведениям для детей и взрослых (базовая комплектация), выбор отведения для анализа, измерения ST: амплитуда, наклон, петли STЧСС, точки измерений E, J, J+;
- возможность стресс-теста не является обязательной для Mac 5500;
- совместим с вакуумной системой наложения электродов KISS, велоэргометрами, тредмилом;
- инструменты стратификации риска, включая усреднение сигнала P-волны и ACI-TIP1;
- уникальные алгоритмы для фильтрации шумов и выравнивания изолинии обеспечивают превосходное качество регистрации ЭКГ даже при движении пациента;
- русифицированный интерфейс;
- большой цветной ЖК дисплей (26.5 см) с произвольной конфигурацией, управление с помощью функциональной клавиатуры;
- отображаемые параметры: усредненные комплексы, ST, эктопические комплексы, 12 или 15 отведений ЭКГ, часы, данные пациента, установки фильтра, системные подсказки, интерпретация ЭКГ;
- векторкардиография (базовая комплектация);

- встроенный термопринтер (3/6/12/15 каналов ЭКГ, термобумага формата A4);
- широкие сетевые возможности беспроводные сети и Ethernet (LAN, Wireless);
- внутренняя память - 200 ЭКГ;
- обнаружение подключения обеспечивает высокое качество сигнала;
- питание от аккумулятора и сети.