

Электрокардиограф GE MAC 600

ФСЗ 2010/08487

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация,
принтер / подключение к ПК, вес 1.2 кг

GE Medical Systems, США



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	Цветной ЖК дисплей, 4.3", расширение 480×272 px
Размер	81×263×208 мм
Вес	1.2 кг

Описание

Электрокардиограф GE MAC 600 - трехканальный портативный электрокардиограф с широкими возможностями для регистрации, анализа и передачи ЭКГ-данных. Прием, измерение и интерпретация ЭКГ производится по 12-ти отведениям. Все 12 отведений отображаются на большом экране.

Особенности электрокардиографа MAC 600:

- возможность предварительного просмотра кривых ЭКГ и интерпретация 12 стандартных отведений;
- SD карта памяти может использоваться как портативная система для хранения данных, обеспечивая легкий доступ к электрокардиограммам;
- при подключении к программной системе CardioSoft ECG Viewer, MAC 600 превращается в комплекс по работе с ЭКГ и систему хранения данных с возможностью доступа к архиву с тысячами ЭКГ и возможностью поиска по пациенту;
- простое подключение к информационной кардиологической системе MUSE;
- испытанная программа анализа ЭКГ Marquette 12SL обеспечивает диагностическую достоверность результатов;
- возможность сохранять результаты ЭКГ в формате XML, PDF;
- экономичная литиевая батарея обеспечивает более 3 часов бесперебойной работы (250 электрокардиографий).