

Электрокардиограф GE MAC 400

ФСЗ 2008/01052

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация
/ регистрация аритмии, принтер / защита от
дефибрилляции, вес 1.3 кг

GE Medical Systems, США



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии
Встроенные возможности	принтер / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК, 2 строки × 16 буквенно-цифровых символов
Размер	263×78×208 мм
Вес	1.3 кг

Описание

Электрокардиограф GE MAC 400 - сверхкомпактный 3-х канальный простой и удобный в использовании прибор, отличающийся высокой точностью и надежностью диагностики. Прибор оснащен высококласной программой анализа ЭКГ Marquette 12SL, используемой в старших моделях аппаратов серии MAC.

Особенности электрокардиографа GE MAC 400:

- получение данных и их анализ одновременно в 12 отведениях;
- режимы измерения ЭКГ: автоматический и ручной режимы, а также режим поиска аритмии;
- режим поиска аритмии: непрерывный мониторинг с документированием событий;
- управление одним касанием: получение данных, анализ, запись при минимальном времени обучения;
- двухстрочный дисплей на 16 буквенно-цифровых символов с четким отображением информации о параметрах настройки ЭКГ;
- встроенный термопринтер;
- программа анализа Marquette 12SL - это надежность диагностики и более эффективное медицинское обслуживание пациентов;
- электропитание от сети или от батареи (100 ЭКГ в автоматическом режиме, или работу в течение 4 часов без регистрации; время заряда примерно 3 часа);
- вес - 1.3 кг (с аккумуляторной батареей).