

Электрокардиограф ИНСОФТ Кардиолаб

ФСЗ 2008/02958

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / фильтр
ЭКГ-сигнала, защита от дефибрилляции, вес 0.6 кг

ИНСОФТ ООО, Украина



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	защита от дефибрилляции
Размер	155×110×30 мм
Вес	0.6 кг

Описание

Электрокардиограф ИНСОФТ Кардиолаб

Функции электрокардиографа Кардиолаб:

- **ЭКГ покоя** с автоматической интерпретацией и векторкардиографией;
- полный анализ параметров **ВСР** (вариабельность сердечного ритма) и состояния **ВНС** (вегетативная нервная система);
- **фонокардиография** со спектральным и волновым анализом ФКГ;
- **велоэргометрия** и другие виды **нагрузочных проб** (в т.ч. ЧПС) с автоматическим анализом результатов, анализом ВСР при проведении нагрузочных проб, автоматическим формированием отчета и компьютерным управлением велоэргометром;
- **МД** - экспресс диагностика спортсменов по методике проф. С.А. Душанина;
- **дистанционная электрокардиография** - прием по электронной почте с использованием обычной телефонной сети или сотового телефона стандарта GSM, хранение и анализ ЭКГ-сигналов, зарегистрированных с использованием любого числа портативных компьютерных кардиографов КАРДИОЛАБ СЕ;
- печать ЭКГ и заключения;
- прием и передача ЭКГ по электронной почте;
- подключение - **USB**.

Модификации (отличия):

Модификация:	Кардиолаб ФОНО	Кардиолаб Стандарт	Кардиолаб СЕ
Количество каналов	12	12	12
Интерфейс	USB	USB	USB / Bluetooth
Дистанционная электрокардиография	нет	нет	да
Встроенный фоноканал	да	нет	нет
Размер, мм	200×150×25	110×80×20	110×80×20
Вес, кг	0.6	0.25	0.3