

Электрокардиограф Измеритель АИР203

ФСР 2010/07461

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация
/ фильтр ЭКГ-сигнала, защита от дефибрилляции

НТЦ Измеритель ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной высококонтрастный ЖК-дисплеем, разрешение 320×240 точек

Описание

Электрокардиограф НТЦ Измеритель АИР203 - уникальный 3-х канальный электрокардиограф, сочетающий в себе компактность и расширенные функциональные возможности.

Особенности электрокардиографа АИР203:

- одновременная регистрация 12-ти стандартных ЭКГ отведений, а также отведений по Нэбу и Слопаку;
- анализ и интерпретация ЭКГ;
- вывод на печать 3, 4 и 6 отведений;
- цветной высококонтрастным ЖК-дисплеем (320×240 точек);
- скоростной термопринтер с высокой разрешающей способностью (32 точки/мм);
- встроенная телеметрическая система передачи данных;
- удобное меню для управления работой электрокардиографа;
- полный набор принадлежностей ЭКГ;
- адаптивные цифровые фильтры 50 Гц и мышечного дрожания;
- автоматическая компенсация дрейфа изолинии;
- защита от импульсов дефибриллятора;
- наличие режима непрерывного мониторинга частоты сердечных сокращений;
- память на 70 записей;
- система автоматического определения качества контакта с телом пациента, а также отключенного кабеля ЭКГ;
- встроенная система передачи ЭКГ при помощи обычных телефонных линий или мобильной связи;

- оригинальное программное обеспечение АИРП для приема, обработки и анализа ЭКГ позволяют с успехом применять АИР203 как в системе семейной медицины и скорой медицинской помощи, так и в специализированных диагностических и кардиологических центрах;
- хранение в памяти фрагментов ЭКГ по всем 12-ти отведениям с возможностью их последующего просмотра и печати;
- специальное программное обеспечение для расширенного анализа и интерпретации ЭКГ, документирования и формирования баз данных;
- встроенный аккумулятор;
- в комплект поставки АИР 203 входит удобная транспортная сумка.