

Электрокардиограф Kaden ECG-901A

ФСЗ 2011/09754

1-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация
/ фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК,
вес 2.7 кг

Zhuhai Kaden Yasen Medical Electronics Co Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	1-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК, диагональ 3.8 дюйма, разрешение 320×240
Размер	288×204×60 мм
Вес	2.7 кг

Описание

Электрокардиограф Kaden ECG-901A

Особенности электрокардиографа ECG-901A:

- измерения в ручном и автоматическом режимах;
- анализ и интерпретация на русском языке в виде стандартных заключений;
- фильтры: фильтр переменного тока, электромиограмм и дрейфа изолинии;
- встроенный термографический принтер;
- дисплей: жидкокристаллический диагональ 3.8 дюйма, расширение 320×240;
- русифицированное меню;
- интерфейс: USB;
- аккумулятор и зарядное устройство: встроенные;
- время работы от аккумулятора: до 180 минут непрерывной регистрации.