

Электрокардиограф Kaden ECG-903 / ECG-903A

РЗН 2015/3551

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация,
принтер / подключение к ПК, вес 2.7 кг

Zhuhai Kaden Yasen Medical Electronics Co Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК, 903: размер: 83×33 мм; 903A: размер 80×60 мм
Размер	300×230×61 мм
Вес	2.7 кг

Описание

Электрокардиограф Kaden ECG-903 / ECG-903A - портативные электрокардиографы с регистрацией 12 стандартных отведений и измерениями в ручном и автоматическом режимах, анализа и интерпретации на русском языке в виде стандартных заключений.

Электрокардиографы **ECG-903** и **ECG-903A** отличаются друг от друга только размерами жидкокристаллического дисплея (ЖКД) и возможностью сохранения во внутренней памяти определенного количества записей ЭКГ. **Электрокардиограф ECG-903** обеспечивает сохранение только одной записи ЭКГ, а **электрокардиограф ECG-903A** - до восьми записей.

Особенности Kaden ECG-903 / ECG-903A:

- регистрация 12 стандартных отведений;
- ЭКГ покоя;
- режим работы: ручной / автоматический;
- функция копирования;
- русифицированное меню;
- анализ и интерпретация на русском языке в виде стандартных заключений;
- встроенный термографический принтер высокого разрешения (рулонная бумага 63мм x 30м);
- интерфейс: встроенный порт RS-232, USB (опция);
- работа от сети и от аккумулятора.

- электрокардиографы не предназначены для использования вместе с дефибрилляторами и кардиостимуляторами (в том числе, с имплантированными);
- продолжительность непрерывной работы от аккумулятора - 2 часа.