

Электрокардиограф Kaden Yassen ECG 923

ФСЗ 2011/09754

6-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация
/ фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК,
вес 3.8 кг

Zhuhai Kaden Yassen Medical Electronics Co Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК дисплей, диагональ 5.7-дюймов, разрешение 320x240
Размер	310×235×66 мм
Вес	3.8 кг

Описание

Электрокардиограф Kaden ECG-923

Электрокардиограф **ECG-923A** отличается от **ECG-923** возможностью сохранения во внутренней памяти определенного количества записей ЭКГ.

Особенности Электрокардиограф ECG-923:

- интерпретация ЭКГ на русском языке;
- режим регистрации: manual mode (ручное управление), AUTO1, AUTO2 или AUTO3;
- измеряемые величины: ЧСС, длительность R-R, длительность P-P, интервал QRS, интервал QT, электрическая ось, SV1, RV5(6);
- фильтры: фильтр переменного тока, электромиограмм и фильтр дрейфа изолинии CMMR;
- встроенная память: 128 измерений;
- меню на русском языке;
- интерфейс: RS-232C, USB (опция);
- встроенный термопринтер;
- встроенный аккумулятор и зарядное устройство;
- время работы от аккумулятора: до 180 минут непрерывной регистрации.

Не предназначен для использования вместе с дефибрилляторами и кардиостимуляторами (в том числе с имплантируемыми).