

Электрокардиограф Kaden Yassen ECG-9012

ФСЗ 2011/09754

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК, вес 4 кг

Zhuhai Kaden Yassen Medical Electronics Co Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК, диагональ 5.7 дюйма, разрешение 320×240 точек
Размер	376×300×96 мм
Вес	4 кг

Описание

Электрокардиограф Kaden Yassen ECG-9012 предназначен для измерения и регистрации биопотенциалов сердца по общепринятым отведениям в одно-, трех-, шести-, 12-ти канальном формате записи и анализа электрокардиограмм с возможностью интерпретации ЭКГ.

Особенности электрокардиографа ECG-9012:

- 12-ти канальный электрокардиограф с измерением и интерпретацией на русском языке;
- регистрация 12 стандартных отведений;
- термопринтер высокого разрешения;
- режим работы: автоматический, ручной, режим управления данными ЭКГ;
- русифицированное меню;
- встроенная память на 128 измерений;
- ЖК дисплей 5.7 дюйма с отображением 12 кривых;
- интерфейс: встроенный порт RS-232, USB (опция);
- работа от сети 110-230 В и от аккумулятора 14.4 А.

Не предназначен для использования вместе с дефибрилляторами и кардиостимуляторами (в том числе с имплантируемыми).