

Электрокардиограф Альтоника МАХАОН

ФСР 2011/10347

3-канальный / 2-канальный, стационарный, ЭКГ покоя
/ ЭКГ по Холтеру, подключение к ПК, вес 0.40 кг

Альтоника ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	3-канальный / 2-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ по Холтеру
Встроенные возможности	подключение к ПК
Размер	68×66×21 мм
Вес	0.40 кг

Описание

Электрокардиограф Альтоника МАХАОН выполнен в двух модификациях:

- Махаон-02 (2-канальный)
- Махаон-03 (3-канальный)

Особенности электрокардиографа МАХАОН:

- регистрация 3 или 2 каналов ЭКГ;
- передача данных на компьютер по Bluetooth в реальном времени;
- максимальная продолжительность записи свыше 7 суток от одной пальчиковой батарейки;
- стандартная карта памяти для хранения данных;
- высокая частота дискретизации обеспечивает возможность уверенной записи ЭКГ при наличии у пациентов искусственных водителей ритма;
- многофункциональные световые индикаторы, включая индикатор качества сигнала;
- удобство редактирования результатов автоматического анализа ЭКГ;
- анализ вариабельности сердечного ритма с учетом единичных и пароксизмальных нарушений;
- печать протоколов исследований с различной степенью детализации.