

Электрокардиограф Medigate YM812i

ФСЗ 2012/13395

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии, принтер /
подключение к ПК, вес 4.5 кг

Medigate Inc., Южная Корея



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	диагональ 5.7 дюймов
Размер	385×367×101 мм
Вес	4.5 кг

Описание

Электрокардиограф Medigate YM812i - 12-канальный электрокардиограф, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию в условиях медицинского учреждения.

Особенности электрокардиографа YM YM812i:

- запись 3-6-12 каналов;
- режим работы: ручной / автоматический;
- диагностика аритмий, изменений проводимости миокарда и интервалов ST-T, гипертрофированного развития отделов, инфаркта;
- автоматический анализ и интерпретация за 6 секунд;
- связь с ПК: кабель, USB-вход;
- память: 50 ЭКГ (+ 5000 ЭКГ на карте SD);
- интерфейс: SD-карта, USB порт;
- многоязычное меню, включая русский;
- принтер полноформатный, печать осуществляется на бумаге A4;
- аккумулятор заряжается за 6 часов;
- варианты установки: настольный и на компактной тележке.