

Электрокардиограф Nihon Kohden ECG-1350

ФСЗ 2008/01835

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / регистрация аритмии, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 4.5 кг

Nihon Kohden Corporation, Япония



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК-дисплей, разрешение 320×240 пикс.
Размер	236×120×322 мм
Вес	4.5 кг

Описание

Электрокардиограф Nihon Kohden ECG-1350

Особенности электрокардиографа Nihon Kohden ECG-1350:

- одновременная регистрация 12 отведений;
- режим работы: автоматический / ручной;
- программа интерпретации ECAPS12C для анализа ЭКГ взрослых и детей;
- программное обеспечение для проведения ЭКГ при нагрузочном тестировании (опция);
- память: 40 записей, до 3000 ЭКГ встроенной памяти (SD-карты);
- экспорт данных в стандартные форматы (PDF, XML, DICOM и т. д.);
- передача данных на ПК через USB/LAN;
- ЖК дисплей с разрешением 320×240 px;
- питание: сеть / аккумулятор;
- непрерывная работа от внутреннего аккумулятора до 30 минут;
- размеры 236×120×322 мм;
- вес с аккумулятором 4.5 кг.