

Электрокардиограф Nihon Kohden ECG-1500 / ECG-1550

ФСЗ 2008/01834

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация, подключение к ПК, вес 9.5 кг

Nihon Kohden Corporation, Япония



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	подключение к ПК
Дисплей	12.1 дюймовый цветной LCD экран, расширение 800×600 px
Размер	330×370×340 мм
Вес	9.5 кг

Описание

Электрокардиограф Nihon Kohden ECG-1500 / ECG-1550

Электрокардиограф ECG-1500 отличается от модели ECG-1550 отсутствием встроенного принтера.

Особенности электрокардиографа ECG-1500 / ECG-1550:

- автоматический и ручной режим записи;
- анализ сердечного ритма в 12-ти отведениях ЭКГ;
- ЭКГ с измерением и интерпретацией;
- внутренняя память до 400 зарегистрированных ЭКГ, Flash-RAM-карта - до 2.500 ЭКГ (дополнительно);
- передача данных: SD-карта, 2 USB порта, по сети;
- 2 порта PC карты памяти PCMCIA;
- работа от сети/батарей;
- в модели ECG-1550 встроенный термопринтер производит высококачественную печать от 6 до 12 отведений на бумаге шириной 210 мм;
- управление эргометром (дополнительно);
- тележка (дополнительно);
- программное обеспечение для управления данными ЭКГ (дополнительно).

Модификации	Nihon Kohden ECG-1500	Nihon Kohden ECG-1550				
Встроенный термопринтер	нет	да				
Размер	330 370 340	330×420×340 мм				
Вес (без аккумулятора)	9.5 кг	12 кг				