

Электрокардиограф НПП Монитор ЭК 3Т-01-«Р-Д»

ФСР 2010/08437

3-канальный / 1-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
регистрация аритмии / определение
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1.2
кг



НПП Монитор ООО, Россия

Характеристики

Количество каналов	3-канальный / 1-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Размер	ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1 / 2: 280×205×65 мм, ЭК 3Т-01-«Р- Д»/3: 245×182×60 мм
Вес	1.2 кг

Описание

Электрокардиографы НПП Монитор ЭК 3Т-01-«Р-Д» применяются в кабинетах функциональной диагностики (ЭКГ) поликлиник, больниц, отделений кардиореанимации и интенсивной терапии кардиологических отделений больниц, в других медицинских учреждениях.

Особенности ЭК 3Т-01-«Р-Д»:

- выбор отведений: стандартные 12, по Кабрера, по Нэбу, по Франку;
- режим работы: автоматический, ручной, мониторный, режим аритмии, режим RR, режим проб, режим печати копии, «Анализ ЭКГ»;
- продолжительность регистрации варьируется от трех до десяти секунд и задается вручную пользователем;
- возможность указать время и дату проведения обследования в непосредственной близости от электрокардиограммы;
- печать на встроенном термопринтере;
- автоматический старт записи при обнаружении аритмии;
- фильтры: антитреморный, антидрейфовый, сетевой;
- функция обнаружения кардиостимулятора;

- защита от дефибрилляции;
- работа от встроенной батареи: 3 ч;
- работа от сети переменного тока или от встроенной аккумуляторной батареи.

Модификации:	Дисплей	Ширина термобумаги	Память	Интерфейс	Размеры
ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1	диагональ 88 мм, разрешение 320×240	57 мм	память копии	SD, USB, GSM, lthernet, WiFi	280×205×65 мм
ЭК 3Т-01-«Р-Д»/2	диагональ 88 мм, разрешение 320×240	80 мм	память копии, SD	SD, USB, GSM, lthernet, WiFi	280×205×65 мм
ЭК 3Т-01-«Р-Д»/3	диагональ 63 мм, разрешение 128×64	57 мм	память копии, SD	COM-порт	245×182×60 мм