

Электрокардиограф PROGETTI EPG

ФСЗ 2010/08220

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный / 1-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя, интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции

PROGETTI S.R.L., Италия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный / 1-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Размер	EPG Junior: 400×300×250 мм, EPG VIEW: 400×300×250 мм, EPG 6 VIEW: 220×260×52 мм мм

Описание

Электрокардиограф PROGETTI EPG - многоканальный электрокардиограф с графическим дисплеем и принтером.

Особенности PROGETTI EPG:

EPG Junior

- портативный, маленький размер и вес;
- режим: ручной и автоматический;
- внутренняя память на 10 секунд для всех 12 каналов;
- цифровые фильтры для фильтрации мышечной активности и различных электрических помех;
- аккумулятор - перезаряжаемая NI-CD батарея высокой емкости и быстрой зарядки.

EPG VIEW

- высокое разрешение дисплея, возможность анализировать ЭКГ даже без печати;
- расчет параметров и интерпретация;
- встроенный термопринтер.

EPG 6 VIEW

- 3/6/12 канальный ЭКГ;
- анализ и интерпретация;
- встроенная память - 300 тестов;
- цветной LCD TFT дисплей 5.7";
- регистрация кардиостимулятора;
- USB порт.

Модификации:

Модель	EPG JUNIOR	EPG VIEW	EPG 6 VIEW
Количество каналов:	1 / 3	3	3 / 6 / 12
Термопринтер	есть	есть	есть
Размер	400×300×250 мм	400×300×250 мм	220×260×52 мм
Вес	6 кг	6 кг	6 кг