

Электрокардиограф Schiller CardioLaptop AT-110

РЗН 2016/3559

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / измерение АД / спирометрия, интерпретация, принтер / подключение к ПК, вес 6.8 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / измерение АД / спирометрия
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	цветной ЖК : диагональ 15 дюймов, разрешение 1024×768 пикселей
Размер	100×285×350 мм
Вес	6.8 кг

Описание

Электрокардиограф Schiller CardioLaptop AT-110 - мобильная кардиологическая компьютерная станция объединяет все возможности кардио-диагностики в одном приборе: ЭКГ покоя, длительную регистрацию ритма, стресс-тест, спирометрию.

Особенности CardioLaptop AT 110:

- синхронная регистрация 12 отведений;
- запись ЭКГ в состоянии покоя, стресс-тест, спирометрия;
- программа интерпретации ЭКГ для взрослых и детей;
- длительная регистрация ритма;
- обнаружение пейсмекера;
- усреднение циклов и ритмических участков для всех 12 отведений;
- ЭКГ с нагрузкой с программой анализа с измерением сегмента ST, усредненными комплексами и тенденциями, а также полным раскрытием всех 12 отведений;
- программа SEMA для передачи, подтверждения, архивирования ЭКГ и спирометрии на ПК;
- программа «М» - программа измерений: интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы;

- программа «С» - программа анализа: интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы, интерпретационные сообщения для взрослых и детей;
- программа ЭКГ нагрузки EXEC;
- автоматический и ручной режимы работы;
- память: 60 ЭКГ;
- интерфейс для внешнего блока измерения артериального давления;
- интерфейс для управления цифровыми эргометрами/бегущими дорожками;
- интерфейс для внешнего регистратора АД BP-200plus;
- интерфейс HL-7 для HIS, Ethernet LAN RJ45;
- встроенный термопринтер высокого разрешения (формат A4);
- PDF экспорт;
- встроенный аккумулятор.