

Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-1

РЗН 2016/3559

3-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / определение кардиостимулятора,
принтер / защита от дефибрилляции, вес 2.9 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора
Встроенные возможности	принтер / защита от дефибрилляции
Размер	290×210×69 мм
Вес	2.9 кг

Описание

Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-1 - недорогой надежный 3-канальный прибор для профессиональной кардиографии. Он прочен, прост, удобен и неприхотлив в эксплуатации, обладает компактными размерами, имеет встроенный аккумулятор.

Особенности электрокардиографа Cardiovit AT-1:

- представление данных по 12 синхронно регистрируемым отведениям;
- автоматический и ручной режимы записи;
- программное обеспечение для проведения измерений (опционально);
- программное обеспечение для анализа ЭКГ (опционально);
- программа «С» - программа анализа (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы, интерпретационные сообщения для взрослых);
- функция копирования;
- определение электрокардиостимулятора;
- защита от дефибрилляции;
- встроенный термопринтер;
- трехканальный вывод на печать;
- несколько форматов формирования отчетов;
- светодиодный индикатор сети и аккумулятора;
- питание от аккумулятора или от сети;

- время работы батареи 21 часа непрерывного использования.