

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-102 G2

РЗН 2020/12835

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация /
регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	цветной сенсорный ЖК, диагональ 8 дюймов
Размер	384×319×90 мм

Описание

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-102 G2

Особенности электрокардиографа CARDIOVIT AT-102 G2:

- ЭКГ в покое;
- CARDIOVIT AT-102 G2 может выполнять базовую ЭКГ с нагрузкой с большим выбором протоколов для беговых дорожек и эргометров. Доступны полный обзор и отчет теста с тенденциями, таблица шагов, шаблон интерпретации и список событий. Данные об упражнениях также можно передавать в HIS / EMR в различных форматах;
- ETM Sport - это первый автоматический модуль интерпретации ЭКГ, разработанный для спортсменов на основе критериев Сиэтла;
- алгоритм исследования коронарной артерии SCHILLER используется в отделениях неотложной помощи и за пределами больницы, когда требуется немедленное принятие быстрого решения о боли в груди: он определяет место обструкции в коронарной артерии и, таким образом, определяет размер области сердца, подверженной риску;
- кабель пациента на 10 отведений;
- стандартная и быстрая двунаправленная связь Wi-Fi с HIS / EMR;
- надежность, эффективность и высокое качество сигнала делают AT-102 G2 идеальным устройством для врачей общей практики, клиник и больниц;

- интерфейс: 2 порта USB, 2 порта RS-232, Wi-Fi, LAN;
- быстрая и безопасная двусторонняя связь Wi-Fi через Schiller Link и Schiller Server;
- память: не менее 350 записей ЭКГ, 100 записей ритмов покоя и 10 ЭКГ с нагрузкой;
- емкость аккумулятора более 8 часов с распечаткой ЭКГ.