

Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-2

РЗН 2016/3559

6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / определение кардиостимулятора,
принтер / защита от дефибрилляции, вес 4.8 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора
Встроенные возможности	принтер / защита от дефибрилляции
Размер	400×100×330 мм
Вес	4.8 кг

Описание

Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-2 - электрокардиограф 6/12-канальный, без ЖК экрана.

Особенности электрокардиографа Cardiovit AT-2:

- синхронная регистрация 12 отведений ЭКГ;
- легко управляется нажатием одной клавиши, поэтому доступен любому пользователю;
- автоматический и ручной режимы работы;
- программное обеспечение для проведения измерений и анализа ЭКГ (опционально);
- встроенный термопринтер (отчет формата A4);
- до 20 форматов вывода на печать;
- функция копирования - позволяет отпечатать неограниченное число экземпляров;
- полная распечатка результатов электрокардиограммы проводится всего за 20 секунд;
- встроенный аккумулятор;
- аккумулятор обеспечивает 6 часов работы или печать 400 отчетов;
- питание от источника переменного/постоянного тока.