

Электрокардиограф Schiller Cardiovit MS-2007

РЗН 2014/1441

6-канальный / 3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация, принтер / подключение к ПК, вес 1.2 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	цветной сенсорный экран, диагональ 7 дюймов
Вес	1.2 кг

Описание

Электрокардиограф Schiller Cardiovit MS-2007

Особенности Cardiovit MS-2007:

- программа М - программа измерений ЭКГ покоя Schiller;
- программа интерпретации ЭКГ для взрослых, детей и новорожденных;
- программа тромболизиса;
- распознавание пейсмекера;
- беспроводная передача данных (WLAN функция);
- компьютерная программа управления данными SEMA;
- экспорт данных на ПК для хранения через Ethernet в форматах XML, PDF и DICOM1;
- значительный объем памяти для хранения до 350 записей ЭКГ;
- термопринтер высокого разрешения;
- 6-канальная онлайн печать ритма (ручной режим);
- работа от встроенного аккумулятора (до 3 часов работы или 100 регистраций).