

Электрокардиограф SHL Telemedicine CardioSen'C

ФСЗ 2011/11209

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя, фильтр ЭКГ-сигнала

SHL Telemedicine International Ltd., Израиль



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	фильтр ЭКГ-сигнала
Дисплей	ЖК

Описание

Электрокардиограф SHL Telemedicine CardioSen'C - это сотово-цифровой передатчик ЭКГ в 12 отведениях для личного использования, который надежно передает ЭКГ пациента в 12 отведениях непосредственно в центр медицинского мониторинга SHL для удаленной оценки аритмии, ишемии, инфаркта миокарда в реальном времени. Полученная ЭКГ анализируется дежурной медицинской бригадой SHL.

Особенности электрокардиографа CardioSen'C:

- одновременная выборка ЭКГ в 12 отведениях в реальном времени (всего 3 секунды);
- передача данных ЭКГ с цифровой кодировкой через встроенный сотовый модем обеспечивает максимальную точность ЭКГ за счет устранения типичных фоновых шумов, которые присутствуют при использовании передачи звука по общим телефонным линиям;
- если сотовая связь отсутствует, устройство передает ЭКГ акустически;
- позволяет медицинским работникам в центре медицинского наблюдения удаленно управлять устройством и управлять им. Это обещает спокойную, четкую и легкую передачу со стороны пользователя;
- инновационный дизайн с улучшенной эргономикой, включая ЖК-дисплей и голосовые подсказки;
- новая конструкция электрода для улучшения контакта и проводимости.