

Электрокардиограф Suzuken Kenz Cardico 302

ФСЗ 2007/00256

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация
/ регистрация аритмии / определение
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК, вес 3 кг

Suzuken Co. Ltd., Япония



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК графический монохромный, диагональ 5.7 дюймов
Размер	320×230×75 мм
Вес	3 кг

Описание

Электрокардиограф Suzuken Kenz Cardico 302

Особенности электрокардиографа Kenz Cardico 302:

- высоко точная компьютеризированная интерпретация, основанная на одновременной обработке информации со всех 12 отведений;
- режимы работы: 4 автоматических, 1 ручной и 1 режим регистрации аритмии;
- взрослый и педиатрический стандарт программ;
- цифровые фильтры для шума переменного тока, мышечного тремора и дрейфа базовой линии;
- обнаружение кардиостимулятора;
- защита от дефибрилляции;
- автоматическое выявление и печать эпизодов аритмии;
- интерфейс: порт: COM (разъем RS 232), последовательный порт;
- простое управление: всего одно касание кнопки RUN / STOP запускает полностью автоматическую запись ЭКГ по 12 отведениям и распечатывает отчеты об анализе;
- ввод демографической информации пациента: идентификационный номер, пол, имя, рост, вес, артериальное давление, лекарства и состояния;

- отображение сообщений: различные сообщения помогают пользователю правильно работать;
- экран предварительного просмотра ЭКГ: большой ЖК-экран с подсветкой (5.7 дюйма), на котором выполняется предварительный просмотр для проверки отклонений и обеспечения качества записи;
- отображение стоп-кадра ЭКГ: позволяет зафиксировать и распечатать кривую ЭКГ, отображаемую на ЖК-дисплее;
- отображение сканирования 12 отведений: клавиша SCAN позволяет пользователю сразу просмотреть все 12 отведений, чтобы проверить качество ЭКГ перед записью с помощью индикатора отведений;
- встроенный термопринтер;
- печать «замороженного» изображения;
- запоминание и вывод на печать пост-стресс ЭКГ;
- долговременное мониторирование ритма с экономичной регистрацией (мини Холтер);
- возможность работы с фоноприставкой Kenz PCG-301;
- питание: аккумулятор / работа от сети переменного тока;
- батарея обеспечивает стабильную работу кардиографа в течение одного полного часа непрерывного действия с перезарядкой в течение 2 часов.