

Электрокардиограф Trismed Cardipia-800

ФСЗ 2012/13299

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный,
портативный / стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под
нагрузкой, интерпретация / регистрация аритмии /
определение кардиостимулятора, принтер /
подключение к ПК, вес 3.3 кг

TRISMED LTD., Южная Корея



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК, диагональ 7 дюймов, разрешение 800×480
Размер	333×310×105 мм
Вес	3.3 кг

Описание

Электрокардиографы Trismed Cardipia-800 универсальный, надежный, модернизированный прибор последнего поколения. С его помощью можно проводить электрокардиографические обследования, соответствующие типовым методикам функционального диагностирования.

Особенности Cardipia-800:

- 12/6/3 канальная регистрация ЭКГ;
- полная интерпретация данных;
- определение аритмии, определение кардиостимулятора;
- отображение частоты сердечных сокращений в реальном времени;
- отчет за 1 мин. во время отображения ЭКГ;
- печать ЭКГ во время отображения на дисплее с задержкой в 8 сек. от момента получения сигнала;
- программное обеспечение для подключения к компьютеру (опционально);
- встроенный жидкокристаллический дисплей высокого разрешения;
- интерфейс для стресс системы ЭКГ;
- печать на диаграммной бумаге;

- встроенная память, хранение данных до 70 пациентов;
- удаленное обновление ПО через USB карту памяти;
- внешняя память USB карта памяти;
- формат данных HL7/ XML/ SCP/ PDF/ PNG;
- подключение к компьютеру ПО TRISMED PC NET через USB шнур или USB карту памяти;
- встроенный термопринтер, размер бумаги – 216 мм;
- продолжительность работы одной подзарядки - 150 мин.

Модификация	Cardipia-800 812 NH	Cardipia-800 812RH	Cardipia-800 812RHS
Интерпретация	да	да	да
Стресс ЭКГ	нет	да	нет