

Электрокардиограф Welch Allyn CP100 / CP200

ФСЗ 2007/00434

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / спирометрия,
интерпретация / определение кардиостимулятора /
фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес
5.3 кг

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / спирометрия
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Размер	410×397×157 мм
Вес	5.3 кг

Описание

Электрокардиограф Welch Allyn CP 100 / CP 200

Особенности электрокардиографов Welch Allyn CP

CP100:

- ЭКГ в покое по 12 отведениям, которое обеспечивает точность результатов;
- дополнительное программное обеспечение MEANS помогает **интерпретировать ЭКГ**;
- определение кардиостимулятора;
- удобство при выборе теста в результатах поиска;
- возможность подключения внешнего принтера;
- интерфейс: USB, SD-карта;
- термопринтер высокого разрешения позволяет создавать полные стандартизированные и индивидуально настроенные отчеты;
- качественное графическое представление отведений экономит ценное время, подсвечивая плохие соединения;
- полная буквенно-цифровая клавиатура и ЖК-экран обеспечивают легкость ввода данных о пациенте;
- возможность подключения к рабочей станции Welch Allyn CardioPerfect упрощает передачу данных в систему медицинской регистрации;
- функция отключения при глубокой разрядке аккумулятора;

- питание: от сети / от аккумулятора.

CP200:

Помимо функций, имеющихся у ЭКГ **CP 100**, доступны следующие:

- дополнительные **спирометрические исследования** и дополнительное программное обеспечение MEANS для интерпретации;
- удобный предварительный просмотр информации на большом экране;
- возможность использования специализированных функций или «горячих клавиш» для выполнения часто используемых команд;
- хранение до 50 результатов ЭКГ и 50 результатов спирометрии для дальнейшего просмотра, редактирования и интерпретации данных пациента.