

Электрокардиограф Welch Allyn CP50 / CP50 Plus

ФСЗ 2007/00434

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / определение кардиостимулятора, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 2 кг

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной сенсорный экран TFT, диагональ 11 см, разрешение 480×272
Размер	325×80×188 мм
Вес	2 кг

Описание

Электрокардиограф Welch Allyn CP 50 / CP 50 Plus

Особенности электрокардиографов Welch Allyn CP CP50:

- 12-канальную ЭКГ можно распечатать встроенным термопринтером;
- работает с любой моделью стандартного принтера;
- большой цветной сенсорный дисплей высокого разрешения;
- дополнительные возможности интерпретации благодаря функции MEANS;
- включение прибора производится нажатием на одну кнопку «Instant-on»;
- предварительный просмотр волн ЭКГ;
- хранение до 25 результатов ЭКГ;
- русский интерфейс;
- прибор может использоваться людьми без специального медицинского образования.

Дополнительные функции CP50 Plus (к CP50):

- два формата автоматических отчетов (только один на CP50);
- возможность печати на внешнем принтере;
- двунаправленная связь с рабочей станцией CardioPerfect через USB или Ethernet;
- запланированные списки пациентов;
- доступ по паролю.