

Электрокардиограф Welch Allyn ELI150c / ELI250c

РЗН 2013/279

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК-дисплей с подсветкой, разрешение 320×240
Размер	ELI150c: 292×305×102 мм, ELI250c: 394×432×102 мм

Описание

Электрокардиограф Welch Allyn ELI150c / ELI250c

Особенности электрокардиографа Welch Allyn ELI:

- 12-канальный электрокардиограф;
- алгоритм автоматической интерпретации ЭКГ покоя VERITAS, включающий в себя специализированные критерии для педиатрической интерпретации;
- определение работы кардиостимулятора;
- функция «Лучшие 10» - выбор «Лучших 10» секунд (участка записи с наилучшим качеством) из непрерывной 5-минутной записи ЭКГ и печати ритма;
- русскоязычный интерфейс;
- фильтр дрейфа изолинии, сетевой фильтр, фильтры сигнала ЭКГ;
- защита от дефибрилляции;
- внутренняя память на 60 ЭКГ с возможностью расширения с помощью внешнего накопителя до 200 ЭКГ;
- цветной дисплей высокого разрешения для отображения 12-канальной ЭКГ в процессе регистрации и последующего просмотра сохраненных ЭКГ;

- встроенный термопринтер;
- формат печати:
 - **ELI150c**: Стандарт или Кабрера - 3, 3+1, 3+3, 6;
 - **ELI250c**: Стандарт или Кабрера - 3+1, 3+3, 6, 6+6, 12;
- формат печати ритма:
 - **ELI150c**: 3 или 6 конфигурируемых каналов;
 - **ELI250c**: 3, 6 или 12 конфигурируемых каналов;
- термобумага:
 - **ELI150c**: перфорированная двойная Z-образная термобумага 108мм, 200 листов;
 - **ELI250c**: перфорированная Z-образная термобумага формата A4, 250 листов;
- интерфейс: модем, LAN, WLAN;
- габаритные размеры:
 - **ELI150c**: 292×305×102 мм;
 - **ELI250c**: 394×432×102 мм;
- вес, включая аккумуляторную батарею:
 - **ELI150c**: 3.3 кг;
 - **ELI250c**: 5.1 кг;
- питание: встроенная аккумуляторная батарея / сетевое питание;
- в комплект поставки входит сумка для переноски и хранения, мобильная тележка.