

Электрокардиограф Welch Allyn ELI230

РЗН 2013/279

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя, интерпретация / определение
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес
2.63 кг

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК дисплей, разрешение 320×240
Размер	292×203×102 мм
Вес	2.63 кг

Описание

Электрокардиограф Welch Allyn ELI230 - портативный и надежный электрокардиограф ELI230 имеет широкие функциональные возможности по обработке электрокардиограмм (ЭКГ) и поэтому является оптимальным решением для амбулаторий, бригад скорой помощи, стационаров, поликлиник и частных медицинских центров.

Особенности электрокардиографа Welch Allyn ELI230:

- 12-канальный, портативный электрокардиограф;
- одновременная регистрация 12 каналов ЭКГ;
- алгоритм интерпретации для детей и взрослых VERITAS;
- функция Best 10 - автоматический выбор наилучших 10 секунд сигнала ЭКГ для отображения на дисплее или вывода на печать;
- автоматическое определение и индикация импульсов кардиостимулятора;
- фильтры ЭКГ: цифровой фильтр изолинии, фильтр сетевой помехи, фильтр нижних частот;
- защита от дефибрилляции;
- цветной жидкокристаллический дисплей с разрешением 320×240 пикселей с подсветкой;

- встроенный термопринтер для печати на бумаге шириной 210 мм;
- внутренняя память на 20 ЭКГ исследований;
- интерфейс: USB, беспроводной кабель пациента WAM (3 метра), проводной кабель AM12;
- питание: от сети переменного тока / внутренний аккумулятор.