

Электрокардиограф Zoncare iMAC12

РЗН 2019/8344

6-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1.6 кг

Zoncare Bio-medical Electronics Co. Ltd, Китай



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной сенсорный ЖК, диагональ 10.4 дюйма в Tablet PC корпусе
Вес	1.6 кг

Описание

Электрокардиограф Zoncare iMAC12 - современный планшетный 6-канальный электрокардиограф с большим цветным сенсорным дисплеем, высококачественным блоком цифровой обработки ЭКГ.

Особенности электрокардиографа iMAC12:

- интерпретация ЭКГ;
- выделение биполярных импульсов современных кардиостимуляторов;
- исследование сердечных ритмов;
- исследование вериабельности сердечного ритма;
- теле-ЭКГ - передача ЭКГ на внешний сервер с мгновенной расшифровкой данных в личном кабинете;
- возможность удаленной консультации;
- встроенный IR сканер считывает данные пациентов по штрих-коду;
- большой объем внутренней памяти (до 1000 ЭКГ);
- печать на внешнем принтере A4;
- запись данных на внешние носители: USB / SD card / Card reader;
- сетевые возможности: LAN, WiFi, 3G, 4G;
- формат передаваемых данных: HL7 / XML / SCP / PDF / PNG / DILOM / ZQECG;
- ~~встроенная защита от дефибрилляции~~