

Электрокардиостимулятор наружный «ЭКСТАЙМ»

РЗН 2013/464

кардиостимулятор двухкамерный, режим работы AAI / AOO / DDD / DOO / VVI / VOO / VDD, стимуляция 30-150 имп/мин, импульс 0.6 мс, чувствительность 0.3-4.8 мВ, размеры 130×75×26 мм, масса 0.170 кг

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО ООО, Россия



Характеристики

Тип	двухкамерный
Режимы работы	AAI / AOO / DDD / DOO / VVI / VOO / VDD
Базовая стимуляция	30-150 имп/мин
Продолжительность импульса	0.6 мс
Чувствительность	0.3-4.8 мВ
Размеры	130×75×26 мм
Масса	0.170 кг