

Электрокардиостимулятор наружный PACE 300

ФСЗ 2010/07942

кардиостимулятор двухкамерный, режим работы AAI /
DDD / VVI / VDD, стимуляция 30-220 имп/мин,
высокочастотная стимуляция 70-1000 имп/мин,
импульс 0.05-1.5 мс, чувствительность 0.2-20 мВ,
размеры 212×96×51 мм, масса 0.49 кг

Oscor Inc., США



Характеристики

Тип	двухкамерный
Режимы работы	AAI / DDD / VVI / VDD
Базовая стимуляция	30-220 имп/мин
Высокочастотная стимуляция	70-1000 имп/мин
Продолжительность импульса	0.05-1.5 мс
Чувствительность	0.2-20 мВ
Размеры	212×96×51 мм
Масса	0.49 кг