

Коагулятор Karl Storz AUTOCON II 200

РЗН 2013/1341

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, частота излучения 0.50 МГц, набор
электродов, нейтральный электрод

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	косметология / микрохирургия / общая хирургия / трансплантология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.50 МГц
Выходная мощность	200 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	410×165×385 мм
Масса	10 кг

Дополнительные характеристики

Особенности высокочастотный электрохирургический аппарат AUTOCON II 200:

- функция автостарта;
- порт для обновления ПО;
- ручной переключатель;
- возможность работы с раствором NaCl;
- возможность сохранения 100 пользовательских программ;
- наличие сенсорного экрана;
- возможность коагуляции с модулированным ВЧ-напряжением.