

Коагулятор Karl Storz AUTOCON II 400

ФСЗ 2011/10080

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная / спрей, частота излучения 0.44 МГц,
набор электродов, нейтральный электрод

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	косметология / микрохирургия / общая хирургия / трансплантология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	447×155×400 мм
Масса	10.1 кг

Дополнительные характеристики

Особенности высокочастотного электрохирургического аппарата Autocon li 400:

- функция автостарта;
- порт для обновления ПО;
- ручной переключатель;
- возможность работы с раствором NaCl;
- возможность сохранения 100 пользовательских программ;
- наличие сенсорного монитора;
- возможность коагуляции спреем.