

Коагулятор Karl Storz AUTOCON II 80

РЗН 2013/1341

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	косметология / микрохирургия / общая хирургия / трансплантология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходная мощность	80 Вт
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Размеры	305×164×345 мм
Масса	7.7 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарата AUTOCON II 80:

- функция автостарта;
- порт для обновления ПО;
- ручной переключатель;
- возможность работы с раствором NaCl;
- возможность сохранения 100 пользовательских программ;
- наличие сенсорного экрана;
- возможность коагуляции с модулированным ВЧ-напряжением.