

Коагулятор Karl Storz AUTOCON III 400

ФСЗ 2011/10080

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, частота излучения 0.35 МГц

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	косметология / микрохирургия / общая хирургия / трансплантология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.35 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Звуковая индикация	Да
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Размеры	447×177×457 мм
Масса	12.5 кг

Дополнительные характеристики

Электрокоагулятор AUTOCON III 400 предназначен исключительно для генерирования электрической мощности для моно- и биполярного резания и коагуляции биологической ткани при хирургических операциях.