

## Коагулятор Alsa EXCELL 350 MCDSe

ФСЗ 2011/11081

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /  
биполярное резание / монополярное резание,  
коагуляция биполярная / монополярная, контроль  
утечки тока, набор электродов

Alsa Apparecchi Medicali S.r.l., Италия



### Характеристики

---

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения       | артроскопия / гинекология / микрохирургия /<br>лапароскопия / отоларингология / стоматология |
| Тип                      | электрохирургический                                                                         |
| Режим работы             | коагуляция / резание / биполярное резание /<br>монополярное резание                          |
| Коагуляция               | биполярная / монополярная                                                                    |
| Выходная мощность        | 350 Вт                                                                                       |
| Контроль утечки тока     | Да                                                                                           |
| Память выбранных режимов | Да                                                                                           |
| Педаль                   | Да                                                                                           |
| Набор электродов         | Да                                                                                           |

### Дополнительные характеристики

---

#### Электрохирургический аргоновый аппарат EXCELL MCDSe особенности:

- высокая надежность и безопасность использования;
- контроль стартового импульса и токов утечки;
- работает в моно- и биполярных режимах резания и коагуляции;
- предусмотрена система Auto Start и Auto Stop биполярной коагуляции;
- наличие интеллектуальных систем обратной связи;
- возможность поддержания одной и той же величины выходной мощности;
- наличие контроля расположения нейтрального электрода;
- контроль сопротивления оперируемой ткани;
- память на 9 пользовательских программ;
- совместимость с инструментарием различных производителей;
- встроенный модуль аргоноплазменной коагуляции 400/A MCDSe;
- количество независимых выходов: 2 монополярных, 1 биполярный;
- 9 пользовательских программ;

- управление с помощью двух 32-битных микропроцессоров для обеспечения максимальной безопасности и функциональности.