

Коагулятор Alsa EXCELL 400 MCDSe

ФСЗ 2011/11081

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, контроль
утечки тока, набор электродов



Alsa Apparecchi Medicali S.r.l., Италия

Характеристики

Область применения	артроскопия / гинекология / микрохирургия / лапароскопия / отоларингология / стоматология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходная мощность	400 Вт
Контроль утечки тока	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да

Дополнительные характеристики

Электрохирургический аргоновый аппарат EXCELL MCDSe особенности:

- высокая надежность и безопасность использования;
- контроль стартового импульса и токов утечки;
- работает в моно- и биполярных режимах резания и коагуляции;
- предусмотрена система Auto Start и Auto Stop биполярной коагуляции;
- наличие интеллектуальных систем обратной связи;
- возможность поддержания одной и той же величины выходной мощности;
- наличие контроля расположения нейтрального электрода;
- контроль сопротивления оперируемой ткани;
- память на 9 пользовательских программ;
- совместимость с инструментарием различных производителей;
- встроенный модуль аргоноплазменной коагуляции 400/A MCDSe;
- количество независимых выходов: 2 монополярных, 1 биполярный;
- 9 пользовательских программ;

- управление с помощью двух 32-битных микропроцессоров для обеспечения максимальной безопасности и функциональности.