

Коагулятор Parkell Sensimatic 700SE

РЗН 2013/741

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
монополярное резание, коагуляция монополярная,
выходное напряжение 220 В, частота излучения 1.7
МГц, набор электродов, нейтральный электрод

Parkell Inc., США



Характеристики

Область применения	стоматология / челюстно-лицевая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / монополярное резание
Коагуляция	монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	1.7 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Кабель	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	83×191×235 мм
Масса	2.8 кг

Дополнительные характеристики

Электрокоагулятор Сенсиматик 700СЕ - используется в восстановительной и оперативной стоматологии, для выполнения челюстно-лицевой хирургии, пародонтических, ортодонтических, эндодонтических работ, протезирования зубов, а также при установке коронок и мостов.