

Коагулятор НИКОР ЭХВЧ-400 ск

ФСР 2009/04870

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
лигирование, коагуляция биполярная / монополярная /
бесконтактная, частота излучения 0.44 МГц

НПО НИКОР АО, Россия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / лигирование
Коагуляция	биполярная / монополярная / бесконтактная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	биполярная коагуляция 130 Вт монополярная коагуляция 170 Вт режим резания 360 Вт
Размеры	370×280×115 мм
Масса	8 кг

Дополнительные характеристики

Многофункциональный ЭХВЧ-аппарат высокой мощности предназначен для применения во всех областях общей хирургии и эндоскопической хирургии. Напряжение высоковольтной бесконтактной коагуляции (среднеквадратическое значение), не более 2500 В. Высокочастотные монополярные токи утечки, не более 150 мА, высокочастотные биполярные токи утечки не более 100 мА. Схема защиты от поражения электрическим током — Класс I. Электропитание — однофазн.сеть 220 В, 50 (60) Гц. Максимальная мощность потребления не более 600 ВА. Тип соединительных разъемов — евростандарт, ValleyLab. Минимальная комплектация: основной блок аппарата ЭХВЧ-400 ск-«НИКОР», шнур сетевой SCZ-1 (Европейская вилка AC102), руководство по эксплуатации, паспорт.