

Емкость-контейнер для дезинфекции ЕДПО-1

ФСР 2009/05373

объем 1 л, размеры 230×154×91 мм,
перфорированный поддон, утопитель,
автоклавирование 65□

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Объем	1 л
Размеры	230×154×91 мм
Перфорированный поддон	Да
Утопитель	Да
Автоклавирование	65□

Дополнительные характеристики

Емкость-контейнер ЕДПО-1 – емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Устойчив к температурному воздействию до 65□

Полезный объем: 1 л (полный объем 1.6 л)

Емкость: 230×154×91 мм

Поддон: 145×110×70 мм (диагональ 205 мм)

Комплектация:

- корпус – 1 шт.
- крышка – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- пластина для погружения в раствор легких изделий – 1 шт.
- карман стандартного размера 90×60 мм – 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

Модификации

Название	Материал
Емкость-контейнер ЕДПО-1-01	полистирол
Емкость-контейнер ЕДПО-1-02	полипропилен
Емкость-контейнер ЕДПО-1-01-2 с карманом	полистирол
Емкость-контейнер ЕДПО-1-02-2 с карманом	полипропилен