

Емкость-контейнер для дезинфекции ЕДПО-10Д для эндоскопов

ФСР 2009/05373

объем 10 л, размеры 870×235×160 мм,
перфорированный поддон, слив, автоклавирование 75



Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Объем	10 л
Размеры	870×235×160 мм
Перфорированный поддон	Да
Слив	Да
Автоклавирование	75

Дополнительные характеристики

Емкость-контейнер ЕДПО-10Д – емкость-контейнер для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации химическим методом лапароскопических и других длинномерных хирургических инструментов, жестких эндоскопов. Устойчив к температурному воздействию до 75

Полезный объем: 10 л (полный объем 16 л)

Емкость: 870×235×160 мм

Поддон: 695×170×128 мм (диагональ 722 мм)

Комплектация:

- корпус с трубкой для слива – 1 шт.
- крышка – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- подставка – 2 шт.
- карман стандартного размера 90×60 мм – 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

Модификации

Название	Материал
Емкость-контейнер ЕДПО-10Д-01	полистирол
Емкость-контейнер ЕДПО-10Д-02	полипропилен
Емкость-контейнер ЕДПО-10Д-01-2 с карманом	полистирол
Емкость-контейнер ЕДПО-10Д-02-2 с карманом	полипропилен