

Емкость-контейнер для дезинфекции ЕДПО-3

ФСР 2009/05373

объем 3 л, размеры 323×215×125 мм,  
перфорированный поддон, утопитель,  
автоклавирование 65°

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Объем                  | 3 л            |
| Размеры                | 323×215×125 мм |
| Перфорированный поддон | Да             |
| Утопитель              | Да             |
| Автоклавирование       | 65°            |

Дополнительные характеристики

**Емкость-контейнер ЕДПО-3** – емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Устойчив к температурному воздействию до 65°

**Полезный объем:** 3 л (полный объем 5 л)  
**Емкость:** 323×215×125 мм  
**Поддон:** 205×160×100 мм (диагональ 300 мм)

**Комплектация:**

- корпус – 1 шт.
- крышка – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- пластина для погружения в раствор легких изделий – 1 шт.
- карман стандартного размера 90×60 мм – 2 шт.
- толкатель для погружения пластины (поставляется по требованию заказчика) – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

**Модификации**

| Название                                 | Материал     |
|------------------------------------------|--------------|
| Емкость-контейнер ЕДПО-3-01              | полистирол   |
| Емкость-контейнер ЕДПО-3-02              | полипропилен |
| Емкость-контейнер ЕДПО-3-01-2 с карманом | полистирол   |
| Емкость-контейнер ЕДПО-3-02-2 с карманом | полипропилен |