

Эндопротез для коленного сустава модульный ротационный и шарнирный ENDO-MODEL® ROTATIONAL AND HINGE KNEE MODULAR

ФС № 2006/544

ротационный / шарнирный / модульный, первичное /
ревизионное эндопротезирование, фиксация
цементная / бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ротационный / шарнирный / модульный
Эндопротезирование	первичное / ревизионное
Фиксация	цементная / бесцементная

Дополнительные характеристики

Модульные эндопротезы коленного сустава Endo-Model® – М являются расширением к базовой системе эндопротезов Endo-Model®. Ножки модульного эндопротеза производятся в двух вариантах, с цементной или бесцементной фиксацией. Диапазон длины, от 50 до 280 мм. Для восстановления анатомической линии сустава предусмотрены специальные бедренные и тибиальные сегменты. Шарнирный или ротационный вариант с физиологической точкой ротации. Блокирование ротации при полном разгибании. Щадящая нагрузка на крепёжный узел эндопротеза благодаря конструктивно предусмотренному эластичному ходу с функцией торможения. Оптимальная толщина компонентов для сохранения костной ткани: общий размер резекции тibia-бедро 14 мм.