

Эндопротез для коленного сустава ротационный и шарнирный ENDO-MODEL® ROTATIONAL AND HINGE KNEE SL

ФС № 2006/544

ротационный / шарнирный, первичное / ревизионное
эндопротезирование

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ротационный / шарнирный
Эндопротезирование	первичное / ревизионное

Дополнительные характеристики

Endo-Model® SL® является частью системы LINK SL®. Кинематика и фиксирующие принципы ротационного и шарнирного эндопротеза базируются на Endo-Model® решении для замены коленного сустава с фиксированной петлёй, который успешно зарекомендовал себя на протяжении десятилетий. Техника лежащая в основе вращательного и шарнирно эндопротеза коленного сустава Endo-Model® может иметь множество применений. Endo-Model® SL® представляет собой компоненты колена системы MEGASYSTEM-C®. Одинаковые опилов дают возможность хирургу необходимую интраоперационную гибкость в различных ситуациях и возможность использовать по выбору GEMINI® SL® или Endo-Model® SL®. Резекционные опилов совместимы с тотальным эндопротезом GEMINI® SL®. Новый инновационный механизм сустава: простой и безопасный. Интраоперационный выбор между ротационным и шарнирным механизмом. Совместимость с имплантатами системы MEGASYSTEM-C®.