

Эндопротез для коленного сустава ротационный и шарнирный ENDO-MODEL® ROTATIONAL AND HINGE KNEE STANDARD

ФС № 2006/544

ротационный / шарнирный, первичное / ревизионное
эндопротезирование

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ротационный / шарнирный
Эндопротезирование	первичное / ревизионное

Дополнительные характеристики

Эндопротез коленного сустава Endo-Model® предусматривает наименьшую резекцию костной ткани благодаря своей конфигурации. Таким образом, это самый костносохраняющий эндопротез для первичных и ревизионных эндопротезирований коленного сустава. Наряду с высокой первичной стабильностью, принцип работы эндопротеза оказывает наименьшую нагрузку на трущиеся компоненты. Endo-Model® ротационный эндопротез коленного сустава. Стабильность при несостоятельности связочного аппарата. Минимальная костная резекция при первичных операциях. Максимальное сохранение губчатой кости. Физиологичное расположение центра ротации и оси ротации. Люксационный фиксатор. Endo-Model® шарнирный эндопротез коленного сустава для случаев со значительным дефицитом костной ткани, стабильности связок и мышечной силы.