

Эндопротез коленного сустава одномыщелковый Endo-Model (Endo-Model® Unicondylar Sled Prosthesis)

ФС № 2006/544

одномыщелковый, первичное эндопротезирование, фиксация цементная, материал кобальт / хром

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	одномыщелковый
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Материал	кобальт / хром

Дополнительные характеристики

При незначительных костных деформациях и хорошим связочным аппаратом, одномыщелковые эндопротезы являются предпочтительным решением в эндопротезировании. Эндопротезы Endo-Modell® накопили за многие годы успешного клинического применения большое количество положительных результатов. В сочетании с минимально-инвазивной технологией MITUS® сохраняется максимальное количество кости с минимальной травматичностью для мягких тканей. Костносохраняющий принцип. Полноценный объем движения. Короткий реабилитационный период. Макроструктура внутренней поверхности для оптимальной адгезии к костному цементу. Тибialное плато из высокомолекулярного полиэтилена (All Poly) и кобальт-хром. Установка через стандартный или мало-инвазивный доступ.