

Эндопротез коленного сустава тотальный GEMINI® TOTAL KNEE REPLACEMENT

ФС № 2006/544

тотальный, первичное / ревизионное
эндопротезирование, фиксация цементная /
бесцементная



Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия

Характеристики

Вид	тотальный
Эндопротезирование	первичное / ревизионное
Фиксация	цементная / бесцементная

Дополнительные характеристики

Расширенный спектр показаний большой выбор компонентов благодаря интеграции в систему SL®. Физиологичное скольжение надколенника благодаря увеличенной кверху пателлярной стенке и оптимизированной линии движения надколенника. Дизайн бедренного компонента обеспечивает физиологичную подвижность с высокой степенью сгибания. Анатомичное тибиальное плато для наилучшей совместимости к анатомии сустава. Стержень и фиксирующие клинья обеспечивают надёжную антиротационную стабильность тибиального плато. Удлиняющие ножки цементной и бесцементной фиксации. Простой в использовании инструментарий, позволяющий провести оптимальную установку эндопротеза по оси с контролем баланса мягких тканей.