

Датчик УЗИ биплановый Mindray CB10-4

РЗН 2018/6810

биплановый , области применения урология, рабочая частота 4.0-10.0 МГц, угол сканирования 160°

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Mindray - DC-7 / Mindray - DC-40/DC-40EXP / Mindray - DC-N3 / Mindray - DC-N6
Тип	биплановый
Сканирование	внутриполостное
Области применения	урология
Рабочая частота	4.0-10.0 МГц
Угол сканирования	160°
Размер сканирующей поверхности	20×9 мм

Дополнительные характеристики

Эндоректальный биплановый датчик (микроконвекс) **Mindray CB10-4** для исследований в области урологии (простата, семенной пузырек, мочевого пузырь).